

SNOWPOST®, SNOWLIGHT®, CARBOPOST®

GEBRAUCHSANWEISUNG



I - Vorbereiten der Koronapartie :

1. Beschneiden Sie die äußeren Koronawände.
2. Entfernen Sie die schwächeren Restwände, reinigen Sie die Kavität und erhalten Sie das gesunde Dentin: Unterschnitte auf der Innenseite dürfen bleiben.
3. Die Matrize anpassen.

II - Vorbereiten des Wurzelkanals und des Stiftes :

1. Bereiten Sie den Wurzelkanal mit dem üblichen Verfahren vor (Gates, Largos).
2. Komplettieren Sie die Arbeit mit dem zum ausgewählten Stift passenden Kalibrierbohrer:

Der Stift wird passend zum Wurzelkanal- und nicht zum Wurzeldurchmesser gewählt.

3. Passen Sie den Stift ein und schneiden Sie diesen dann mit einer Diamantscheibe außerhalb des Mundes auf die Passlänge zu. Entfernen Sie restliches endodontisches Eugenol mit einem Ätzmittel, säubern Sie den Stift mit Alkohol und säubern, spülen und trocknen Sie schließlich den Zahn und den Wurzelkanal.

III - Setzen den Stift :

Lesen Sie aufmerksam die besonderen Hinweise für die Anwendung des ausgewählten Bonders und Komposites.

1. Bereiten Sie den Bond Primer vor und tragen Sie diesen dann auf den Stift, den Wurzelkanal und die Wände der Koronakavität auf.
2. Bereiten Sie das Kompositzement vor und bringen Sie dieses auf den Stift auf.
3. Setzen Sie den Stift in den kanal. Sollte mehrere Stifte verwendet werden, bestreichen Sie diese einzeln und setzen Sie sie nacheinander ein.

IV - Aufbau :

1. Setzen Sie die Matrize auf.
2. Bestreichen Sie den oberen Teil des Stifts und die Wände der Koronakavität mit dem restlichen Zement.
3. Füllen Sie mit dem ausgewählten Kroneaufbaukomposite auf, drücken Sie und polymerisieren Sie (chemisch-, dual- oder lichthärtend).

Die Rekonstruktion ist nun beendet. Es kann umgehend mit der Vorbereitung für die weiteren Arbeiten begonnen werden.

 **abrasive technology**
www.abrasive-tech.com



WORLD HEADQUARTERS
United States
Ph: 1.740.548.4100
Fax: 1.740.548.7617

EUROPEAN HEADQUARTERS
United Kingdom
Ph: 44.20.7471.0200
Fax: 44.20.7471.0202

ASIAN HEADQUARTERS
Singapore
Ph: 65.6270.6878
Fax: 65.6270.6877